

Báscula con función de análisis BS-70E

- Electrodo de acero inoxidable de alta calidad
- 10 espacios de memoria
- Peso máximo: 150 Kg.



Función y características:

- Medición del peso, grasa corporal, porcentaje de agua y de masa muscular
- Encendido automático al subirse
- Electrodo de acero inoxidable de alta calidad
- Área de pesado de cristal de seguridad de 6 mm de grosor
- 10 espacios de memoria
- Desconexión automática después de 10 segundos
- Capacidad de carga máxima: 150 kg

Datos técnicos:

- Tamaño: 30 x 30 x 2 cm
- Peso: 1,55 kg
- Rango de medición hasta 150 kg
- Graduación: 100g, 0.2lb
- Tamaño de la pantalla: 69 x 34 mm
- Batería: 1 x 3V (CR2032)

Contenido:

- Báscula con funciones de análisis corporal
- 1 manual de instrucciones
- Pila

Datos logísticos:

- Artículo: 23501
- EAN13: 40 15588 23501 6

Caja Unitaria:

- Unidades: 1

Caja Máster:

- Unidades: 4