

Pulsioxímetro PM 100

Art.-No. 79455 | EAN 40 15588 79455 1

- Pulsioxímetro para medir la saturación de oxígeno en la sangre (SpO₂%) y del pulso
- Visualización de los resultados en pantalla OLED
- Brillo de la pantalla ajustable hasta 10 intensidades
- Muy fácil de usar: tan sólo un botón. Ideal para llevar de viaje

OLED
DISPLAY



MDD 93/42/EWG

3 YEARS
WARRANTY



Funciones/Aplicaciones:

- Pulsioxímetro para medir la saturación de oxígeno en la sangre (SpO₂%) y del pulso
- Tanto la saturación de oxígeno como el pulso pueden ser visualizados como barras o como ondas.
- Visualización de los resultados en pantalla OLED – visible desde 6 ángulos diferentes
- Brillo de la pantalla ajustable hasta en 10 intensidades diferentes
- Muy fácil de usar: tan sólo un botón. Ideal para llevar de viaje
- Apagado automático a los 8 segundos
- Indicador del nivel de la batería
- Certificado como producto médico según la directiva Europea MDD(Medical Device Directive)

Datos técnicos:

- Medidas: 5,8 x 3,4 x 3,5 cm.
- Peso: 53 gr.
- Rango de medición:
 - SpO₂%; 70 % - 100%
 - Pulso: 30 – 235 latidos / min.
- Pilas: 2 x 1,5 V (AAA)

Volumen de Entrega:

- Pulsioxímetro con pilas
- Manual de instrucciones
- Correa para transporte

Datos logísticos::

- Caja unitaria:
1 unidad