

# MEDISANA®

## Termómetro multifunción por infrarrojos TM 750

Art.-No. 76140 | EAN 40 15588 76140 9

Medición precisa de la temperatura corporal en el oído y en la frente en tan sólo segundos

Función adicional: medición de la temperatura ambiente, líquidos y superficies

Alarma visual en caso de fiebre

Almacena los últimos 30 resultados medidos



Alarma visual en caso de fiebre:

Verde: Temperatura normal

Rojo: Fiebre



### Funciones/Aplicaciones:

- Medición precisa de la temperatura corporal en el oído y en la frente en tan sólo segundos
- Función adicional: medición de la temperatura ambiente, líquidos y superficies
- Alarma visual en caso de fiebre
- Señal acústica al inicio y al fin de la medición
- Almacena los últimos 30 resultados medidos
- Fecha y hora
- Certificado como producto médico

### Datos técnicos:

- Medidas: 13,4 x 4,2 x 4,7 cm
- 65 gr. Sin pilas
- Rango de medición:
  - Objetos: 0 – 100 ° C
  - Cuerpo: 34 - 43 ° CEn escalas de 0,1 ° C.
- Exactitud en la medición:
  - Frente: +/- 0,3° C (34 – 43 ° C)
  - Oído: +/- 0,2 ° C (35,5 – 42 ° C)
  - Objetos: ≤ 30 +/- 1,5 ° C
  - > 30 +/- 5%
- Pilas: 2 x 1,5 V (AAA)

### Volumen de Entrega:

- Termómetro TM 750 con pilas
- Estuche para guardarlo

### Datos logísticos::

- Caja unitaria:  
1 unidad | 10,8 x 16,6 x 6 cm. |
- Caja Máster: