

## Masajeador manual HM 645

Art.-No. 88262 | EAN 40 15588 88262 3

- ✓ Revitalizante y de acción profunda gracias al potente masaje de golpeteo\*.
- ✓ 5 accesorios de masaje diferentes para necesidades individuales
- ✓ Uso sin cable gracias a la batería recargable

Potente  
masaje de  
golpeteo



### APLICACIÓN | CARACTERÍSTICAS

- Revitalizante y de acción profunda gracias al potente masaje de golpeteo\*
- Reduce eficazmente la tensión muscular, alivia el dolor y favorece la circulación
- Transmisión directa y agradable de la vibración a los tejidos y los músculos
- Aplicación flexible en todo el cuerpo, como cuello, hombros, espalda, piernas, etc.
- 5 accesorios de masaje diferentes para necesidades individuales
- Regulación continua de la velocidad
- Mango ergonómico largo con material antideslizante para un cómodo automasaje
- Uso sin cable gracias a la batería recargable
- Desconexión automática después de 15 minutos

### DATOS TÉCNICOS

- Tamaño: aprox. 41,5 x 7 x 10 cm
- Peso: aprox. 1,1 kg
- Alimentación: 9V / 1A
- Potencia de salida: 40 vatios / 3.300 RPM
- Tiempo de carga: 135 minutos
- Tiempo de uso: 135 minutos
- Doble protección de energía durante la carga y la descarga

\*Potente motor de percusión con 3.300 revoluciones por minuto (rpm)

### SUMINISTRO DE ENTREGA

- Masajeador de mano
- 5 accesorios de masaje
- Manual

### DATOS LOGÍSTICOS

Embalaje de venta

1 pieza | 43,5 x 8,6 x 13 cm | 1,3 kg

Unidad de embalaje

4 unidades | 45,5 x 38,5 x 15 cm | 6 kg