


El extra para  
una piel más  
firme y bonita

- ✓ 3en1: masaje con ventosas combinado con EMS y tecnología de infrarrojos suaves
- ✓ Masaje con ventosas para aumentar la elasticidad de la piel
- ✓ Estimula el sistema linfático y masajea eficazmente las distintas capas cutáneas del tejido conjuntivo



Infrarrojos  
y EMS

## Masajeador por ventosas VC 150

Tecnología de ventosas inteligentes 3en1  
Art.-No. 88603 | EAN 40 15588 88603 4

### APLICACIÓN | CARACTERÍSTICAS

- Aumenta la flexibilidad de los músculos y la fascia y proporciona una agradable relajación
- Masaje de ventosas revitalizante y estimulante
- Aplicación flexible en diferentes partes del cuerpo
- Indicadores luminosos de los distintos niveles de ventosas y EMS
- 6 niveles EMS: 3 para el cuerpo y 3 para la cara
- 3 intensidades de ventosas de gran eficacia
- Mecanismo de giro y bloqueo para fijar las ventosas

### DATOS TÉCNICOS

- Tamaño aprox.: 15,3 x 6 x 6,9 cm
- Peso aprox.: 0,23 kg
- Fuente de alimentación: Batería de iones de litio recargable, 1400 mAh, puerto de carga USB-C
- Carga: < 4 horas
- Uso de la batería: > 60 minutos
- EMS: 3 niveles cada uno
- Cuerpo: 25-45 V, 67-95 V, 105-140 V
- Cara: 14-23 V, 25-31 V, 33-43 V
- Vacío: 3 niveles (105 ± 30 L/H, 140 ± 30 L/H, 180 ± 30 L/H)
- Luz roja: Longitud de onda 630 ± 5 nm

### SUMINISTRO DE ENTREGA

- Masajeador de ventosas VC 150
- 2 ventosas de diferentes tamaños
- 10 filtros
- Cable USB, 30 cm
- Guía de inicio rápido

### DATOS LOGÍSTICOS

Unidad de venta  
1 unidad | 17 x 19,4 x 7,8 cm | 0,52 kg

VPE  
15 pcs | 52,8 x 41,2 x 21,8 cm | 8,85 kg