

medisana®



Masajeador vibratorio para el cuello NM 870

Art.-Nr. 88946 | EAN 40 15588 88946 2

- Agradable masaje vibratorio para el cuello y los hombros
- Ideal para viajar y para casa
- Funda de vellón extra suave y esponjosa



Aplicación | Características

- Masajeador cervical de cómoda espuma moldeada - se adapta perfectamente a los contornos de la cabeza y el cuello
- Agradable masaje vibratorio para el cuello y los hombros
- Funda de vellón extra suave y mullida
- Con panel de control integrado «One Touch»
- Ideal para viajar y para casa
- Con bolsa de almacenamiento integrada - Para ahorrar espacio o para llevar

Datos técnicos

- Tamaño: aprox. 28 x 26 x 9 cm
- Peso: aprox. 425 g
- Pilas: 2 x 1,5 V (AA)

Suministro de Entrega

- Masajeador de cuello
- Manual

Datos Logísticos

Unidad de venta
1 uni. | 20 x 6 x 18 cm | 630 g
Caja máster
4 unis. | 21 x 29,5 x 19 cm | 2,64 kg